

و Wb تاقى ببطت لل Tbr1 دض ةل يسنل ايداحأل اداضم ال مسجل If-P و Elisa - Q16650

رصن عل مقرر: CM0003135

ةمدقم

فدهتسي بنرأل نم ةل يسنل ايداحأ اداضم مسجل
T-box (T-box) يرش بل TBR1 نيتورب
WB تامادختسال هتقح الص نم ققحت ال مت (1)
IF-P و ELISA. عم يل دابت لكش بل لعافت
ةرشقلا روطت ثاحبأل بسانم. رأفل نيتورب
يبصعل ومنل تابارطضاو ةيغامدل

ديزم لفرع

ةمدعل	ةمقل
جتنم ال مسا	TBR1 Rabbit mAb
ةل يدب ءامسا / تاطحال م	AUTS5; IDDAS; TBR-1; TES-56; TBR1
عونل	يرش بل
م (يرش بل) ججل فرعم	10716
ججل فرعم	10716
يعانم اداضم ال	(Q16650) يرش بل TBR1 نيتورب 100 ل 1 نم ةل يسنل اداضم ال لخاد لسلسل عم قفاوتي يعانطصا دي تبب
رصم ال	بنرأ
ةل	ةل يسنل ايداحأل اداضم ال مسجل
قبطت ال	WB, IF-P, ELISA
يل دابت لعافت ال	رأف
SWISS	Q16650
نيتورب ال نرو	نوتلاد وليك 74
نحش ال	جلت سيك