

**و Wb لـ Anti-Tcf1/Tcf7 دض تاخسن تسمل ا ددعت م بنراً داضم
Elisa - P36402**

CM0029034: رصنعلا مقر

ةمدقم

يُلاحَظ أن نتائج اختبار تسلسل الحمض نووي جين *TCF1/TCF7* قد تختلف باختلاف طرق التحليل المستخدمة، مثل *ELISA* و *WB*. يُوصى باستخدام طرق التحليل المناسبة، مثل *ELISA* و *WB*، للتحقق من نتائج اختبار تسلسل الحمض نووي جين *TCF1/TCF7*.

ديزمل فرعا

معلومات	الاسم
مستضد	TCF1/TCF7 Rabbit pAb
نوع المستضد	TCF-1; TCF1/TCF7
النوع	إنساني
النسبة (إنسان)	6932
نوع النسبة	6932
معلومات	NP_003193.2) يربط الـ TCF1/TCF7 مع 50-150 نيومال مضامح ألداده لسلسلة عمق فائقة يغيظ انطصاص دي تيب
معلومات	بن
الوظيفة	تأخر سنسنتس المة ددعت مة داض ماسح
الطريقة	WB, ELISA
مناطق التفاعل	ذرج، رأف، إنسان
SWISS	P36402
نوزو	42kDa
نوع	جالت سيك