


ج- Cct2/اتي ب Tcp1- ج داضم بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج Wb, Ihc-P, Elisa - P78371

مقرر: CM0005703



ةم د ق م

فدهت سي بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
(P78371) يرش ب ل Cct2/اتي ب Tcp1 نيتورب
هنم ققحت ل م ت. TRiC قفارم نم ةيعرف ةدحو وهو
ىل ع WB, IHC-P, ELISA تاي ن ق ت ي ف هم اد خ ت س ا ل
ي ل ا ث م. ذر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل ا ن م ت ا ن ي ع
ب ا د ه أ ل ن ي و ك ت و ت ا ن ي ت و ر ب ل ا ي ط ث ا ح ب أ ل.

دي ز م ل ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	CCT2/اتي ب Tcp1 دض بنرأ ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م س ج
ى ر خ اء ا م س ا / ا ت ا ط ا ح ا ل م	CCTB; 99D8.1; PRO1633; CCT-beta; HEL-S-100n; TCP-1-beta; TCP1 beta/CCT2
ف د ه ت س م ل ا ي ج ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ن ا س ن إ ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	10576
ن ي ج ل ا ف ر ع م	10576
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	(P78371) يرش ب ل Cct2/اتي ب Tcp1 نيتورب ي ف 535 إ ل ا 436 ن م ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م ح أ ل ا ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ ل ا
ة ن ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داضم م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	P78371
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 57
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك