


Tctp/Tpt1 J- Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P13693

رصدن عل مقرر: CM0006830



مقدم

TCTP/TPT1 دض ةدوجل ال يل اع ةل س ن ال يداح ا داضم
J- WB, IP, IHC-P, ه ن م ق ق ح ت ال م ت ب ن ر ال ن م
ى ل ع فر ع ت ي . ذ ر ج ال و ، ر أ ف ال و ، ن ا س ن ال ي ف
ط ب ر ي ف ك ر ت ش م ال 20kDa ن ي ت و ر ب
ة ق ي ق د ل ا ب ي ب ا ن ال ر ا ر ق ت س ا و ، م و ي س ل ا ك ال
م ا خ ة د ا م . ج م ر ب م ال ا ي ا ل خ ل ت و م م ي ط ن ت و
(IVD) ر ش ا ب م ال ي ص ي خ ش ت ل م ا د خ ت س ا ل ل
ي ص ي خ ش ت ل ر ي و ط ت ل و ا ث ا ح ب ال ل

ديزم ال فرع ا

راي ع م ال	ت ا ف ص ا و م ال
ج ت م ن م س ا	TCTP/TPT1 Rabbit mAb
ى ر خ ا ء ا م س ا ت ا ط ا ح ا ل م	HRF; p02; p23; TCTP; TCTP/TPT1
ع ا و ن ال	ن ا س ن ال
GeneID (ن ا س ن)	7178
GeneID	7178
د ض ت س م ال	(P13693) ي ر ش ب ال TCTP/TPT1 م ن 1-100 ة ن ي م ال ا ض ا م ا ل ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ال	ة ل س ن ال ة يداح ا د ا د ص ا
ق ي ط ت ال	WB, IP, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج ال ، ر أ ف ال ، ن ا س ن ال
SWISS	P13693
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	20kDa
ح ش ل	ج ل ت س ي ك