


## في مادختس الـ Tdo2 - داضم ةل س ن ل ددعت م داضم مسج Wb, If/Icc, Elisa - P48775

رصنع ال مقرر: CM0031041



### ةمدقم

ةل س ن ل ددعت م ل داضم ل مسج ل اذ ه فشتك ي  
ن افوت ب يرت ل م ي زن لـ TDO2 ل داضم ل ب ن ر ل ل  
~48) ي ر أ ف ل ل و ي رش ب ل ز ي ن ي ج ي س ك و ي د-2,3  
ه ت ي ح ل ل ص ن م ق ق ح ت م و ه و (ن و ت ل ل و ل ي ك  
ي ل ل ا ث م . ELISA و IF/ICC و WB ت ا ق ي ب ط ت ل  
ن اف و ت ب ي ر ت ل ل ب ا ل ق ت س ا ل و ح ت ا س ا ر د ل ل  
ه ب ة ط ب ت ر م ل ل ض ا ر م أ ل ل و

### ديزم ل ل ف ر ع ا

| ر ا ي ع م ل ل                           | ة م ي ق ل ل                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ج ن م ل م س ا                           | ةل س ن ل ددعت م ب ن ر ل ل داضم مسج TDO2                                                                                             |
| ي ر ع أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ل م       | TO; TDO; TPH2; TRPO; HYPTRP; TDO2                                                                                                   |
| ع و ن ل ل                               | ي رش ب                                                                                                                              |
| م (ي رش ب) ن ي ج ل ف ر ع م              | 6999                                                                                                                                |
| ن ي ج ل ف ر ع م                         | 6999                                                                                                                                |
| ي ع ا ن م ل د ص ت م ل ل                 | ي رش ب ل TDO2 ن ي ت و ر ب ن م 100-200 ة ي ن ي م أ ل ل ص ا م أ ل ل ن م ض ل ل س ل س ت ل ق ب ا ط م ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب (NP_005642.1) |
| ر د ص م ل ل                             | ب ن ر أ                                                                                                                             |
| ة ل ل                                   | ةل س ن ل ددعت م ة داضم م ا س ا ج                                                                                                    |
| ق ي ب ط ت ل ل                           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                   |
| ب ل ا ص ت م ل ل ع ا ف ت ل ل             | ر أ ف , ي رش ب                                                                                                                      |
| SWISS                                   | P48775                                                                                                                              |
| ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ل ن ز و ل ل | ن و ت ل ل و ل ي ك 48                                                                                                                |
| ن ح ش ل ل                               | ج ل ل ت س ي ك ي ف                                                                                                                   |