

دض ةلېسنن لې داحأ داضم Tdp-43/Tardbp J- Wb, Ip, If, Ihc, Chip - Q13148

ررضنعل مقرر: CM0003765



ةمدقم

دض بئرألل نم مّتؤم ةلېسنن لې داحأ داضم (Q13148) يرش بلب TDP-43/TARDBP نيتورب لعافتې. WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. ل بسانم هميقت مت. ذرل او رآف الل عم آبل اصتم يوونل لاضمحل ةجلال عمب ةقلعتم الل اءابألل بصلل سكلننل او (RNA) ببلرل.

دزلل فرعل

لماعلم	ةمقلا
ءننم الم سا	TDP-43/TARDBP Rabbit mAb
راعنسم مس/اااااا	ALS10; TDP-43; TDP-43/TARDBP
عونل	ناسنل
GeneID (يرشب)	23435
GeneID	23435
دضنسملا	(Q13148) يرش بلب TDP-43/TARDB نم 300-400 ةننمألا ضامألا لعاا لسلست عم قفاوئې يعانطصا دئبب) يعانطصا دئبب
رءصملا	بئرأ
ةئفل	ةلېسنن لې داحأ داضم
قئبطللا	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
بلاصنملا لعافتل	ذرل، رآف، ناسنل
SWISS	Q13148
نئوربلا نزل	45 kDa
ءءشل	ءلئ سئك