

دض ةليسننل ددعت م داض م سح Tead1 J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P28347

رصننل مقرر: CM0026661



ةمدقم

TEAD1 دض ةليسننل ددعت م يب نرأ داض م سح WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, CHIP. ل ه ن ققح ت م ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ل و ر أ ف ل ل و ن ا س ن إ ل ا ع م ل ع ا ف ت ي م ي ط ن ت ل و Hippo ت ا ر ا ش إ ر ا س م ت ا س ا ر د ل ي خ س ن ل ل

ديزل م فرعا

رأي عمل	همي قل
ج ن م ل م س ا	TEAD1 (pAb) ةليسننل ددعت م يب نرأ داض م سح
رخ اء اسم ا ت اط ا ح ل م	AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1; TEAD1
ف د ه ت س م ل ا ي ج ل ن ا ك ل ل	ناسنل
م ن ا س ن إ ل ل ا فرعم	7003
م ن ا ي ج ل ل فرعم	7003
ي ع ا ن م ل د ض ت س م ل ا	TEAD1 (NP_068780.2) يرش ب ل ا ت و ر ب م 135-215 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ه ب ك ر ت د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ةليسننل ددعت م داض م م ا س ح ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, CHIP
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ل , ر أ ف ل ل , ن ا س ن إ ل ل
SWISS	P28347
م ن ي ت و ر ب ل ل ا ي ئ ي ز ج ل ل ن ز و ل ا	48 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك