

J- Tefm J- Wb، وIhc-P، وlf/lcc، وElisa - Q96Qe5 داعض مةللسننلا ددعت م بنراً داعض م سح

مصنوع ال مقرر: CM0028647



مقدم

دوج ال يلاع ةللسننلا ددعت م بنراً داعض م سح ققح تُم، (C17orf42) يرش ب ال TEFM ني تورب دض لعافت ي. ELISA، وIF/ICC، وIHC-P، وWB- J هـ م ةساردل بسانم. ذرلل و رأف ال عم آي لدابت ةرفس و فلال و يردن و كوت ي م ال خسننلا ةي دسك أ ت ال.

ديزم ال فرع

راي عم ال	م ي ق ال
ج تنم ال م س ا	J- TEFM ةللسننلا ددعت م بنراً داعض م سح
رخ أء اسماء/اتاطح ال م	C17orf42; TEFM
ي ال ناك ال	ناسننلا
م (ناسننلا) ي ال فرع م	79736
ي ال فرع م	79736
ي انم ال دلوم ال	(NP_078959.3) يرش ب ال TEFM ني تورب نم 210-36 ةي ني م ال ضامح ال عم قفاوتي لسلسلست يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنراً
ةف ال	ةللسننلا ددعت م داعض م اسح أ
ق ي بط ال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
ي لدابت لعافت ال	ذرلل، رأف ال، ناسننلا
SWISS	Q96QE5
ني تورب لل ي ئي زح ال نزول	نوتلاد وليك 42
حش ال	جلت سيك