

Wb - ةينقتل Tenascin C دص ةلېسننل ددعتم داضم مسج P24821

مصنوع ال مقرر: CM0020418



ةمدقم

دص بنارال نم ةلېسننل ددعتم داضم مسج Tenascin C (TN-C) يرشب ال نم ققحتل م ت، WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA. ثاأبأل بسانم. ناذرل و نارئفلا عم لعافتة. ناطرسل ثاأبأو ةلخلل جراخ ةفوفصملا. نوتلاد وليك 241 عقتومل ةلئزل نزل.

دزللم فرعا

ةمدقم	ةمدقم
مستعمل	(pAb) بنارال نم Tenascin C داضم مسج
ةلئب ءامس/اتطاحالم	GP; JI; TN; HXB; GMEM; TN-C; DFNA56; 150-225; Tenascin C
عونل	يرشب
مستعمل (يرشب)	3371
مستعمل	3371
مستعمل	بكرتلا داعم نيتورب
مستعمل	بنرا
ةلئب	ةلئب ددعتم داضم ماسج
مستعمل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لداتم لعافتة	درج، رأف، يرشب
SWISS	P24821
مستعمل	نوتلاد وليك 241
مستعمل	جلت سيك