

(Wb) يبرغل ليحرتل Anti-Terf2Ip ل لئاسنل ددعتم داضم ، Elisa - Q9Nyb0 ةسياقم و (If/Icc) ةيولخل ةعانمل او

رصنع ال مقرر: CM0026056



ةمدقم

TERF2IP ل بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
(WB) يبرغل ليحرتل (RAP1)
ققحتل م ت ELISA ةسياقم و (IF/ICC) ةيولخل
نيتورب فدهتسي .رأفل او ناسنلإ ي ف هنم
يريموليتل راركتل طبر لماع عم 1 لعافتل
مظنمو نيرتليش عمجم تانوكم نم نوكم وهو 2،
NF-κB لماعل

ديزملل فرع

لماعل	ةميقل
جتنم ال مس	TERF2IP Rabbit pAb
مس/تاطحال م راغتسم	RAP1; DRIP5; TERF2IP
عاونال	ناسنلإ
نيجل فرعم	54386 (ناسنلإ)
دضتسم ال	يرشب ال TERF2IP نيتورب نم 1-280 ةنيأل اضمأل عم قفاوتي لسلست يلغ يوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب بيكرتل داغم نيتورب (NP_061848.2).
ردصم ال	بنرأ
ةئفل	لئاسنل ةددعتم ةداضم ماسجأ
قيبطتل ال	WB, IF/ICC, ELISA
عطاقتل لعافتل	رأفل ، ناسنلإ
SWISS	Q9NYB0
نيتورب ال نزو	44kDa
نحش ال	جلت سيك