

Elisa - Q92481 و Wb لـ Tfap2B لـ لئاسنل ددعت ماضم

مقرر: CM0029969



مقدم

فدهتسي بنرألا نم لئاسنل ددعت ماضم
في كراشم خسن لماع وهو، يرشبل TFAP2B
صاخ. ELISA و Western blot لـ بسانم. روطتلا
ولي ك 50 عقوتملا يئيزجل نزلو. يرشبلاب
نوتلاد.

ديزملا فرع

لماعملا	مقيلا
جتنملا مسا	TFAP2B Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	PDA2; AP-2B; AP2-B; AP-2beta; TFAP2B
عاونالا	ناسنإ
يرشب) نجل فرعم	7021
نجل فرعم	7021
دصتسملا	TFAP2B يرشبلا نم 1-100 نينيمألا صامألا لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتببإيعانطصا ديتبب (Q92481).
ردصملا	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت ماضم
قيبطتلا	WB, ELISA
عطاقتملا لغافتلا	ناسنإ
SWISS	Q92481
نيتوربلا نزو	50kDa
نحشلا	جلت سيك