


Tfe3 جـ Wb، Ihc-P، Elisa - دض بنرأال نم ةلېسننل ايداحأ داضم P19532

مقرر: CM0003662



ةمدقم

TFE3 دض بنرأال نم ةلېسننل ايداحأ داضم جـ WB، IHC-P، Elisa لـ هتحص نم ققحتل مت، يرشبل رأفلا عم لدابت لكشب لعافت ي. ELISA. recombinant تلت دضتسملا نمضي، ذرچلاو تامي سجال نيوكت ثاحبأل ةللا ةيصوصخ ةيعانملا ةباجتسال او ةيولاحلا.

ديزملا فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مسا	TFE3 Rabbit mAb
راعتسم مس/اتطاحالم	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
عاونا	ناسنإ
GeneID (ناسنإ)	7030
GeneID	7030
دضتسملا	recombinant يوتورب؛ recombinant يوتورب؛ TFE3 (P19532) يرشبل TFE3 نم 191-440 ةنيماألا صامأالا عم قفاوتي لسلسلت ىلع يوتحي recombinant يجامدنا نيوتورب؛ recombinant نيوتورب.
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةلېسننل ايداحأ داضم
قبطتلا	WB، IHC-P، ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذرچ، رأف، ناسنإ
SWISS	P19532
نيوتوربلا نزو	62kDa
نحشلا	جلت سيك