

يبرغل ليجرتل Anti-Tgfb1i1 دض لئاسنل ددعت ماضم (Wb) و Elisa - O43294

رصنع ال مقرر: CM0029691

مقدم

نم ةدوجل اليلاع لئاسنل ددعت ماضم مسج
TGFB1I1 (HIC5/ARA55) فدهتسي بنرأل
و (Western Blot) يبرغل ليجرتل تاقيبطتل
تاني عيف هتحص نم ققحتل مت
نيتورب فشتكي؛ ناذرل او نارئفالو رشبل
ايالخل تاراشا ثاحبأل يلاثم. ~50kDa مچحب
يرؤبل طابترال او

ديزملا فرع

لما لعل	فصاوم ل
جتنم ل مسا	TGFB1I1 Rabbit pAb
راعتسم مس/اتاطحال م	HIC5, ARA55, HIC-5, TSC-5, TGFB1I1
عون ل	ناسن
نيج ل فرع م (GeneID) (ناسن)	7041
نيج ل فرع م (GeneID)	7041
دصتسم ل (Immunogen)	NP_001035919.1 يرشبل TGFB1I1 نم 120-220 ةنيملال صامحأل عم قفاوتي لسلسلتي لعيوتحي بيكرتل داغم يجامدن نيتورب
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	لئاسنل ددعت ماضم ماسحأ
قيبطتل	WB, ELISA
عطاقت لعل افلا	درج، رأف، ناسن
SWISS	O43294
نيتورب ل نزو	50kDa
نحش ل	جلت ةبيقي