

Elisa و If/Icc و Wb - Tgm3 دص ةل يسننلا ددعت ماضم مسج Q08188

مقرر: CM0026877



ةمدقم

نيتورب دص ةل يسننلا ددعت ماضم مسج بسانم (3 زانيماتولغزنارت) يرشبل TGM3 نيتورب فشكي. ELISA و IF/ICC و WB تاي نقتل لعافت. (نوتلادولي ك 77~) ينطبل TGM3 يرأفلاو يرشبل TGM3 عم ال دابت ماعافت دلجل ايجولويبو نرقتل تاسار دل يلاثم.

ديزمال فرع

ةمدقم	ةمقلا
جتنملا مس	TGM3 پأرب pAb
ليدب مسا / تاطحالم	TGE; UHS2; TGM3
عونلا	يرشب
نيجال فرع	7053
نيجال فرع	7053
يعانملا دصتسملا	(NP_003236.3) يرشبل TGM3 نيتورب نم 180 لىلى 1 نم ينيمأ لسلسلست لىل عيوتحي فلتؤم يجامدن نيتورب
ردصملا	بأرب
ةفلا	ةل يسننلا ددعت ماضملا ماسجالا
قبطتلا	WB, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافتلا	يرأف، يرشب
SWISS	Q08188
نيتوربال نزو	نوتلادولي ك 77
نحشلا	جلت سيك