


Tgn46/Tgoln2 دض بنرأ ةلئسننل ديحو داضم مسج

Wb و Ihc-P و Elisa - O43493 تاقيبطتلل

رصنعنل مقرر: CM0019293



ةمدقم

دض بنرأل نم ةلئسننل ددعتم داضم مسج بسانم ،يرشب ال TGN46/TGOLN2 ني تورب لعافتي WB، IHC-P، ELISA. تاقيبطتلل فدهتسي .ذرجل اورأل عمآبلاصتمآلعافت ةرباعل لوجلوج ةكبش يفآيسيئرآنيتورب .يولخل لءاشغلل ةكرح ميظنت يف كراشي

ديزمل فرعا

راي عم ال	همي قل
جتنم ال مس	TGN46/TGOLN2 دض بنرأ ةلئسننل ددعتم داضم مسج
ةليدب ءامسأ / تااطحال م	TGN38, TGN46, TGN48, TGN51, TTGN2, hTGN46, hTGN48, hTGN51, TGN46/TGOLN2
عون ال	يرشب
م (رشب لل) ني ج ال فرعم	10618
يعانم ال دصتسم ال	TGN46/TGOLN2 ني تورب 323-423 ةني مأل اصامأل نمض لسلست عم قفاوتي يعانطصا دي تبب (NP_006455.2)
ردصم ال	بنرأ
ةئف	ةلئسننل ةددعتم ال ةداضم ال ماسحأل
تاقيبطتلل	WB, IHC-P, ELISA
بل اصم ال لعافتل	ذرج ،رأف ،يرشب
SWISS	O43493
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 46
نحش ال	جلت سنيك