


Thoc4/Alyref J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86V81

رقم المنتج: CM0030835



مقدمة

هذا المنتج هو pAb ضد THOC4/ALYREF. يمكن استخدامه في WB، IHC-P، IF/ICC، و ELISA، مع بلصات معافا عم. تاسار دل يلاثم. ذرجلاو، رأفلاو، ناسنإلا. خسنلاو mRNA ري دصت.

[ديزمل فرعا](#)

لماعملا	هميالا
جتنملا مسا	THOC4/ALYREF Rabbit pAb
عراعتسم ءامسا/اطاحالم	ALY; BEF; REF; THOC4; ALY/REF; THOC4/ALYREF
عونلا	ناسنإ
نيجلا فرعم	10189
دصتسملا	THOC4/ALYREF (NP_005773.3) يريش بلا 1-100 نمة ني مأل اصامحألا لخاد لس لس ت عم قفاوتي يعانص دي تبب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	لئاسنلا ةدعتم دادصأ
قبطتلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بلصات معافا	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q86V81
نيتوربلا نزو	27kDa
نحشلا	جلت سيك