

J- Timm50 داضم الي بنرأ ةل س ن ال يداح أ داضم ال مسج ل Elisa - Q3Zcq8 و IHC-P و If و Wb تاق ي ب ط ت ل ل

مقر: CM0002009 رصن عل

مقدم

نيتورب دض ي بنرأ ةل س ن ال يداح أ داضم مسج
نم ققحتل م ت (TIM50) يرشب ال TIMM50
لعافت ي ELISA و IHC-P و IF و WB ل هت ي حالص
ةدحولا فدهتسي .ذجل او رأف ل ي ف تانيجل عم
ءاشغل ربع تاني تورب ل لقانل ةي عرفل
ثاحب أل بسانم ،ايردنوك وت يمل ل ل خادل
عرصل او ايردنوك وت يمل ل ةفي طو

يزم ل فرع

راي عم ل	ه ي ل
ج تنم ل مس	TIMM50 دض ةل س ن ال يداح أ ي بنرأ داضم مسج
ةل دب ءامس / تاطحال م	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
عون ل	يرشب
م (يرشب) نجل فرعم	92609
نجل فرعم	92609
يعانم ل دصتسم ل	يرشب ال TIMM50 نيتورب نم 1-100 ةي ن مأل ضامح أل نمض لس لس ت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصم ل	بنرأ
فينصت ل	ةل س ن ال يداح أ داضم ل ماسج ل
تاق ي ب ط ت ل	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
لدابت ل لعافت ل	ذج ، رأف ، يرشب
تانا ي ب ةدعاق SWISS	Q3ZCQ8
نيتورب ل نزو	نوتلاد وليك 40
نحش ل	جلت سيك