

ب- ليحلتل Timp2 ل داضم الة لسنن دي و داضم ال مسجل Wb و Elisa - P16035

مصنع ال مقرر: CM0003630



مقدم

دض بنرأل نم ةل س ن ال دي و داضم مسج
ط ب ثم) يرش ب ال TIMP2 ني تورب
نم ققحتل مت, (2 زان ي توربولاتي ال
ل عاف تي. WB و ELISA. ب- ليحلتل هتي حالص
رضخأل درقل او ذرقل او رأف ال عمّ ال دابتمّ ال عاف
MMP. ثاحبأل بسانم. يقيرفأل

ديزم ال فرع

لماعم ال	ه ي ق ل
جتنم ال مس	TIMP2 Rabbit mAb
راعستسم ال مسال / تاطحال ال	DDC8; CSC-21K; TIMP2
عون ال	رشب ال
ن ج ال فرع م	7077
ن ج ال فرع م	7077
يعانم ال دضتسم ال	(NP_003246.1). يرش ب ال TIMP2 ني تورب نم 220 ل 120 نم ةل س ن ال داضم ال لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأل
ةف	ةل س ن ال دي و داضم ال مسال
ق ي ط ال	WB, ELISA
لدابتم ال عاف ال	يقيرفأل رضخأل درقل, ذرقل, رأف, رشب ال
SWISS	P16035
ني تورب ال نزو	نوتلاد وليك 24
نحش ال	جلت سيك