

Wb، If/Icc، Elisa - P16035 دص ةليسنال ددعت ماضم مسج Ihc-P،

رقصنعال مقرر: CM0013001



ةمدقم

TIMP2 دص ةليسنال ددعت ماضم مسج WB، IHC-P، IF/ICC، وELISA. ناذرل او نارئفلا عم لعافتة. ليكشت ةداعإو، MMP، طيبثت ةساردل بسانم. ناطرسلا راشتناو، ةجسنأل

ديزمال فرعا

راي عمال	ةم يال
جت نمال مسا	TIMP2 Rabbit pAb
رخأ ءامسا/اطحال م	DDC8; CSC-21K; TIMP2
عونال	يرشب
نيجال فرعم	7077
نيجال فرعم	7077
يعانمال دصتسمال	(NP_003237.2) يرشب ال TIMP2 م 50-150 ةني مأل ضامأل نمض لسلسل قباطم يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
ردصمال	بنرا
ةفلا	ةليسنال ددعت ماضم ماسحا
قبيطتال	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
عطاقتال لعافتال	ذج، راف، يرشب
SWISS	P16035
نيتوربالل يئيزجال نزولال	نوتلاد وليك 24
نحشال	جلت سيك