

و Wb تارابتخال Timp2 دض بنارأ ةليسنل ديحو داضم مسج Ihc-P و Elisa - P16035

رصنعال مقرر: CM0021530



ةمدقم

TIMP2 دض بنارأ ةليسنل ديحو داضم مسج
م ت 2. زانيتوربولاتيمل طبثم نع فشك لل
عم لعافت ي WB، IHC-P، ELISA؛ ف هرابتخا
سرطملا ثاحبأل يلاثم. ذرجلأو رأفلأو ناسنإلا
ةيمرولا ةليقنلأو (ECM) يولخلأ جراخ

ديزملأ فرعإ

ةمعلمال	ةمقلا
جتنملا مسا	TIMP2 Rabbit pAb
راعتسم مسا / تاطحال م	DDC8; CSC-21K; TIMP2
عونلا	ناسنإ
ناسنإلل) نيجال فرع م	7077
نيجال فرع م	7077
يعانملا دضتسملا	NP_003246.1) يرشبالب TIMP2 م 100-200 ةينمألا ضامألا لخاد لسلسلت عم قفاوتي يعانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةفلا	ةليسنلأ ةديحو ةداضملا ماسجالا
قبطتلا	WB, IHC-P, ELISA
يلدابتال لعافتلا	ذر ج، رأف، ناسنإ
SWISS تانايي ةدعاق	P16035
نيتوربولأ نزو	نوتلاد وليك 24
نحشلا ةقيرط	جلت سيك