

- Anti-Timp4 J- Wb, If/Icc, Elisa - Q99727

رخصن عل مقرر: CM0026819

مقدم

ققحت ال م ت TIMP4 بنرأل ةل س ن ال ددعت م داضم لكشب لعافتي. WB, IF/ICC, و ELISA. ل ه ن ي ل ا ث م. ذجل او، رأل او، ناسن إل عم لدابت م ج راخ ة فوفصم ال ليكشت ة داعإ ت اسار دل، يئاعول ا ب ل قل ال اء اء إل م ل ع و، ة ول خ ال، MMP. ط ي ب ث و

ديزم ال فرعا

لماعم ال	ه م ي ق ال
ج ت ن م ال م سا	TIMP4 Rabbit pAb
راع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ال م	TIMP-4; TIMP4
ع ا و ن أ ال	ناسن
GeneID	7079
د ص ت س م ال	يرش ب ال TIMP4 م 30-224 ن ه ن ي ن أ ال ص ا م ا ح ال ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_003247.1)
ر د ص م ال	بنرأ
ه ف ال	ة ل س ن ال ة د د ع ت م د ا د ص أ
ق ي ب ط ت ال	WB, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ج، ر ا ف، ن ا س ن
SWISS	Q99727
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	26kDa
ح ش ال	ج ل ت س ي ك