

Wb، Elisa - جـ بنرألآ نم ةليسننلآ يدآحأ Tin2/Tinf2 داضم Q9Bsi4

رصنعأل مقرر: CM0005465



ةمدقم

مت بنرألآ نم ةليسننلآ يدآحأ TIN2/TINF2 داضم لكشب لعافتى WB، ELISA- ل هنم ققحتل فدهتسى؛ ذجلأو رآفلأو ناسنلآ عم لدابت نموكم وهو، 2 TERF1 عم لعافتملآ يوونلآ لماعلآ لوط مظني (shelterin) نيريتليشلآ بكرم نم هتياحمو ريموليتلآ.

ديزمال فرعا

لماعمل	ةمقأل
جتنمأل مسأ	TIN2/TINF2 Rabbit mAb
راعنسم مسأ/اتطاحال م	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
عونلآ	ناسنلآ
GeneID (ناسنلآ)	26277
GeneID	26277
دضتسمأل	يرشبأل TIN2/TINF2 نيتورب نم 210-309 ةنيملأل ضامألآ عم قفاوتى لسلست ىلغ يوتحي بيكرتلآ داعم يمامدن نيتورب (Q9BSI4)
ردصمأل	بنرأ
ةئفلآ	ةليسننلآ يدآحأ ةداضم ماسجأ
قبيطتلآ	WB, ELISA
عطاقمأل لعافتلآ	ذج، رآف، ناسنلآ
SWISS	Q9BSI4
نيتوربال نزو	50 kDa
نحشلآ	جلت سىك