


ض ةل يس ن ال يداح ا داضم Tkt/Transketolase J- Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29401

ر ص ن ع ال م ق ر : CM0005191



ة م د ق م

ف د ه ت س ي ب ن ر ال ن م ة ل يس ن ال يداح ا داضم TKT/Transketolase (P29401) ير ش ب ال م ت ، J- WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA؛ ذ ر ج ل ا و ر ا ف ل ا ع م ل د ا ب ت م ل ك ش ب ل ع ا ف ت ي ز و ت ن ب ل ا ت ا ف س و ف ل ر ا س م ة س ا ر د ل ي ل ا ث م ة ي ض ي ال ا ث ا ح ب ال ا و .

دي زم ل م ف ر ع ا

ل م ا ع م ل ا	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ل م س ا	[ة ط س ا و ب ق ق ح ت ل ا م ت] TKT/Transketolase Rabbit mAb
ر ا ع ت س م م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م ن ج ل ا ف ر ع م (ن ا س ن ا)	7086
م ن ج ل ا ف ر ع م	7086
د ض ت س م ل ا	TKT/Transketolase (NP_001055.1) ير ش ب ال ن م 281-380 ة ي ن ي م ال ا ض ا م ال ا ل خ ا د ل س ل س ت ع م ق ف ا و ت ي ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر ا
ة ف ل ا	ة ل يس ن ال يداح ا د ا ص ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن ا
SWISS	P29401
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	68kDa
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك