

Wb، Ihc-P، Tlr3 دص ةل يسننلا ددعت ماضم مسج If/Icc، Elisa - O15455

مصنوع ال مقرر: CM0017639



مقدم

ةل يسننلا ددعت ماضم مسج وه TLR3 Rabbit pAb
WB، IHC-P،
IF/ICC، ELISA. تال بقتسم فرعتي
ثا بأل يلاثم وه، ذرجل او رأفل او ناسنإل
ةيسوري فل يودعل او ةيرطفل ةعانمل

ديزل فرعا

ةملعمل	فصولا
جتنم الم مسا	TLR3 Rabbit pAb
ةراعتسم ءامسأ / تاطحال م	CD283; IIAE2; IMD83; TLR3
عونل	ناسنإ
ناسنإل اىل) نيجل فرعم	7098
نيجل فرعم	7098
يعانم الم دلومل	TLR3 ل بقتسم م 500-700 ةينمأل ماضمأل عم قفاوتي لسلسل ةل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب (NP_003256.1)
ردصم الم	بنرأ
ةفلا	ةل يسننلا ددعت ماضم الم ماسجالا
قبططلا	WB، IHC-P، IF/ICC، ELISA
لدابت الم لعافتلا	ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	O15455
ني تورب الم نزو	نوتل اذ وليك 104
نحشل	جلت سيك