

فيطل تل Tmed ل داضم ال ليسانن ل ددعت م داضم مسج يعانم ال قلأت ال Paraffin، يجيسانن ال يعانم ال طمنن ال، يبرغ ال - يعانم ال عيميزن إل عسي اقمل او، يعانم ال يولخ ال نيولت ال Q9Y3Q3

رصنن عل مقرر: CM0024658

مقدم

فدهت سي ليسانن ل ددعت م يبرنرأ داضم مسج
نم ققحت ال مت، يرش ب ال TMED3 نيوتورب
و IF/ICC و IHC-P و WB في مادختس ال ل هتخص
رأف ال عم أبل اصتم أل عافت لعافت ي. ELISA
لقنن اب علق لعتم ال تاساردل بسانم. ذرجل او
ة فيطوو، يجل و زاهج ايكي ماني دو، يلصي و ال
يلوأل زارف إل راسم.

ديزم الفرع

لماعم ال	همي قل
جتنم ال مسا	TMED3 Rabbit pAb
عراعتسم ءامسأ / تاطحال م	p26; P24B; p24g4; C15orf22; p24gamma4; TMED3
عون ال	يرشب
نيج ال فريم	23423
يعانم ال دلوم ال	(NP_031390.1). يرش ب ال TMED3 نيوتورب نم 180 إل 24 نم عني مأل ضامح ال لباقي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن نيوتورب
ردصم ال	برنأ
فينصت ال	ليسانن ل ددعت م داضم ماسجأ
قبطت ال	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بالاصت ال لعافت ال	ذرج، رأف، يرشب
SWISS	Q9Y3Q3
نيوتورب ال نزو	نوتل ادولي ك 25
نحش ال	جلت سيك