

**Tmem119 نيٽورب ڊس لئاسن لاءِ دعتم ڊاضم لاءِ مسجل
Elisa - Q4V9L6 و Wb رابت خال**

CM0022928 : رصنع لاقر

ةمدقم

د ص ب ن ر أ ل ن م ل لئ ل س ن ل ن د د ع ت م د ا ص م س ج
ب س ا ن م ، (OBIF) ي ر ش ب ل T M E M 119 ن ي ت و ر ب
ل ع ا ف ت ي . E L I S A - ل و (W B) ي ب ر غ ل ف ا ش ن ل ل
ن ي ت و ر ب ل م ع ي . ذ ج ل و ر أ ف ل ع م ا ن ي ا ب ت م
ة ن و ك م ل ة ي م ط ع ل ا ي ا ل خ ل ز ي ا م ت ي ف T M E M 119
ة م ا ل ع و ه و ، ا م ط ع ل ا ي ف ن د ا ع م ل ع ج ل ا ع م و م ط ع ل ل
ي ئ ي ن ج ل ن ز و ل ا . ة ر ي غ ص ل ة ي ق ب د ل ا ي ا ل خ ل ل
ن و ت ل د و ل ي ك 29 ل ي ل ا و ح ق و ت م ل

دي زملا فرعا

معلومات	البيانات
مستضد	TMEM119 Rabbit pAb
معلومات عامة / معلومات	OBIF; TMEM119
نوع	بروتين
موقع (بروتين) فرع	338773
موقع (بروتين)	338773
معلومات عامة	TMEM119 (NP_859075.2) بروتين 270 إلى 160 حمض أميني، إشارات لسلست إلى غش، يوتحي فستوم جاجندن تيور
معلومات	بن
معلومات	لئاسنل ددعت ماضم الماسجأل
معلومات	WB, ELISA
معلومات	ذج، رأف
SWISS	Q4V9L6
معلومات	نوتلاد وليك 29
معلومات	جلت سيك