

Elisa - Q96B42 و Tmem18 جـ Wb دى ةليسنل ددعت م داضم رصنع ال مقرر: CM0023418

ةمدقم

TMEM18 دى بنرأل نم ةليسنل ددعت م داضم عم لعافتي. ELISA و WB- ل هنم ققحتل مت عمق ةساردل بسانم. ناذرل او رشبلا تاني ع طابترال فئاظوو، ايالخل ةج هو، خسنل اي وونل ضمحل اب.

ديزمل فرع

لماعل	ةمقلا
جت نم ل مسا	TMEM18 Rabbit pAb
راع تسم مس/اتاطح الم	IncND; TMEM18
عونل	ناسن
GeneID (ناسن)	129787
GeneID	129787
دصتسم ل	TMEM18 نم 40-100 ةني مأل ضامأل ل خاد لسلسل ع قفاوتي يعانطصا ديتب
ردصم ل	بنرأ
ةفلا	ةليسنل ددعت م داضم
قبطتل	WB, ELISA
عطاقم ل لعافتل	ذرج، ناسن
SWISS	Q96B42
نيتوربل نرو	16kDa
نشل	جلت سيك