

Elisa - Q8Iy95 و Tmem192 جـ Wb ةليسنل ديجو داضم

مقرر: CM0002736

ةمدقم

بنرأل نم recombinant ةليسنل ديجو داضم
هنم ققحتل مت، يرشبل TMEM192 فدهتسي
عم لعافت. ELISA و Western blot (WB)
ةساردل يلاثم. ناذرل او رشبلا تانيع
تاميسجل او موسوسيل لاءاشغ تانيتورب
ةرخأتمل.

ديزمل فرعا

لماعمل	ةمقلا
جتنمل مسا	TMEM192 Rabbit mAb
عونل	ناسن
GeneID	201931
دصتسملا	(NP_001093859.1) يرشبل TMEM192 نيتورب نم 1-271 ةينمألا صامألا عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي recombinant يجامدن نيتورب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليسنل ةديحو دادصأ
قبطتلا	WB, ELISA
عطاقتل لعافتلا	ذر، ناسن
SWISS	Q8IY95
نيتوربل نزو	31kDa
نحشلا	جلت سيك