


P42166 / P42167 - بـنرأل نم تادصتسمـلا ددعتـم Tmpo داضـم

رـصنـعـال مـقر : CM0020610



ةمدقم

يلاع بنرأل نم تادصتسمـلا ددعتـم داضـم بسانم (LAP2) يرشبل TMPO فدهتسي ةدوجل ألغات رهظي. ELISA، IF/ICC، و IHC-P، و WB- لـ لأكشأ فشكـي. ذجل او رأفل عم آبل اصتـم يلاثـم. (38-75 kDa) forms وزيلأل نم ةددعتـم ةعانمـلا ملعو ةيـوونـلا ةينـبل تاساردل.

ديزمـلا فرعا

لماعـمـلا	ةفصاومـلا
جتـنـمـلا مـسا	TMPO Rabbit pAb
راعتسمـلا/تاطحالـم	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
عاونألـا	ناسنإ
مـنـجـال فرعم	7112
مـنـجـال فرعم	7112
دصتسمـلا	TMPO (NP_001027454.1) يرشبل 1-410 ةينـمـلا اصامحألـا عم قفاوتي لسلسلت ىلع يوتحي جزمم فلتؤم نيـتـوربـا فلتؤم نيـتـوربـا.
ردصمـلا	بنرأ
ةئفـلا	تادصتسمـلا ةددعتـم داضـم
قيبطتـلا	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
بل اصتـمـلا لغاتـلا	ذج، راف، ناسنإ
SWISS	P42166/P42167
نيـتـوربـال نزو	38kDa/50kDa/75kDa
نحشـلا	جلت سيك