

**(Wb) يبرغل ليحررت لـ Tmprss2- ل لئاسن ل ددعت م داضم
ةيعانم ل ةعانم ل او، (Ihc-P) ةجسنأل ل ةيعانم ل ةعانم ل او
Elisa - 015393 ةسي اقم و، (If/Icc) ةيولخ ل**

CM0020136 :رصنعلا مقرر



ةمدقم

ددعتم TMPRSS2 داضمة حصنم ققحتلا مت WB، IHC-P، وIF/ICC، ل بنرأل نم لئاسنلا TMPRSS2 نيريس زاي تورب فشتكي. ELISA و تاسوري فال لوخد يف طروتم ليرشبال لدابتم لكشب لعافتي. اتاتسوربالا طارسو دزجل او رأفلا عم

ديزملا فرعا

معلومات	الاسم
مستضاد	TMPRSS2 Rabbit pAb
مستضاد	PRSS10; TMPRSS2
نوع	إنسان
مستضاد (إنسان)	7113
مستضاد	7113
مستضاد	(NP_005647.3) يربط الـ TMPRSS2 من 1-100 نيونيمالضاحال لخاد لسلسلست عم قفاوتي يعانطصا ديتبب يعانطصا ديتبب
مستضاد	بنر
مستضاد	لئاسنل ةدعتم دادص
مستضاد	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
مستضاد	ذرج، رأف، إنسان
مستضاد	O15393
مستضاد	54kDa
مستضاد	جلت سيك