


دخول في سنن ال ددعت م داضم Tmx1 ج- Wb، Ihc-P، Elisa - Q9H3N1 رصنع ال مقرر: CM0018428



ةمدقم

ققحت ال م ت TMX1 دخول في سنن ال ددعت م داضم فشكل و ELISA، و IHC-P، و Western blot. ه ن ذرل او، يرأف، يرش ب ال TMX1 نيتورب ةدسك ال ايجولوي ب ثا ب ال ي ل اثم. (32kDa). ةيمزال ب و دن إل ةكبش ل داهج و لازت خال او.

ديزمال فرع

راي عم ال	ه م ي ال
ج تنم ال م سا	TMX1 Rabbit pAb
ةل يدب ءام س ا ط ا ح ال م	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
ع ا و ن ال	ناسن
م ج ال فرع م (GeneID)	81542
د ص ت م ال	يرش ب ال TMX1 م 210-280 ن ي ن م ال ص ا ح ال ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ك ر ت ال د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب (NP_110382.3)
ر ص م ال	ب ن ر ا
ة ف ال	ةل ي سنن ال ددعت م د ا د ص ا
ق ي ب ط ت ال	WB, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ت م ال ل ع ا ف ت ال	ذ ر ج، ر ا ف، ن ا س ن
SWISS	Q9H3N1
ن ي ت و ر ب ال ن ز و	32kDa
ن ح ش ال	ج ل ت س ي ك