

**Tnfaip3 J- Wb، Ihc-P، Elisa -
P21580**

CM0002399: رصنع ل مقر



مقدم

مت TNFAIP3 دض بنرألل ةلئسننل يداحأ داضم
خئطللل ي همادختسال هنم ققحتلل
ةعانمل او، (Western blot) بئرغل لئلنمل
ةسئاقمو، (IHC paraffin) نئف ارابلل ةئئئسنل
مئزنل وهو، بئرشبلا TNFAIP3/A20 فشكئ. ELISA
NF-kB تاراشل ي فمساح نئئئوئكئ بؤئ لئدعت
ثاأ بأل لئلاثم. ةئباهتلال تاباأتسال او
ئاطرسل او ةعانمل.

ديزمل فرعا

لما عمال	عمىال
جتممال مسا	TNFAIP3 Rabbit mAb
راعتسم مسا/اطاخالم	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
عولال	ناسن
م (ناسن) نجل فرعم	7128
نجل فرعم	7128
دصتسمال	(P21580) یرشبالب TNFAIP3 نم 450-550 عمىنمألا صامأالا لآاد لسلست عم قفاوتى عىعانصا دىتبب
ردصمال	ببرا
ةفأ	ةللسنللا ةىءاآا دادصأ
قىببطلال	WB, IHC-P, ELISA
عطاقتمال لعاقلال	ناسن
SWISS	P21580
نثورتوبال نزو	90kDa
نشنال	آلت سىك