


لؤلؤال عونل نم Tnf لبقتسم دض ةللسنل ددعتم داضم مسج عجرم ال - Elisa و If/Icc و Ihc-P و Wb تاقيبطتل Tnfr1/Tnfrsf1A P19438

رصنعل مقرر: CM0013310



ةمدقم

ةدوجل ال يل اع ةللسنل ددعتم يبنرأ داضم مسج
يبغلل خطلتل لبسانم TNFR1/TNFRSF1A دض
فشكي. ELISA و IF/ICC و IHC و (Western blot)
ناسنل دن TNFR1 لبقتسم داضم ال مسجل
تاسار دل ةيساسأ ةادأ ربتعي. ذرجلو رافلو
مرول رخن لماع تالبقتسم تاراشإ
ةتامتسالو.

ديزل فرعا

ةمدعل	ةمقل
جتنم ال مسا	TNFR1/TNFRSF1A دض ةللسنل ددعتم يبنرأ داضم مسج
ءامسأ / تاطحال م ةلدب	FPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
عونل	ناسن
نجلل فرعم (ناسنل)	7132
نجلل فرعم	7132
يعانم دضتسم ال	TNFR1/TNFRSF1A نيتورب نم 455 لى 345 نم ةنيمال ضامحال عم قفاوتي نيمال لسلسل لىل يوتحي فللؤم يجامدنا نيتورب فللؤم نيتورب يرشب ال (NP_001056.1).
ردصم ال	بنرأ
ةئل	ةللسنل ددعتم ال داضم ال ماسحال
تاقيبطتل	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
لدابتل لعافتل	ذر، راف، ناسن
زمر SWISS	P19438
نيتوربال نزو	نوتلاد وليك 50
نحشال ةقيرط	جلت سيك