


عطساوب ليلحتلل Tnfrsf11B دض ةللسننل ددعت ماضم مسج Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

رصنع ال مقرر: CM0020380



ةمدقم

دض ةللسننل ددعت ماضم مسج TNFRSF11B، بـرغل اـخـيـطـلـتـيـف هـمـاـدـخـتـسـال IF-paraffin، IHC-paraffin، و ELISA. لـع فرعتـي دضتسم ال، ذـرـجـلـاـو رآفـلـاـو ناسنـلـل TNFRSF11B ضامـألـا عـم قـفاوتـي فـلتـؤم نـيـتـورـب: يـعـانـم ال TNFRSF11B مـ 280 لـ 22 مـ ةـيـنـيـم الـا يـثـحـب الـا مـاـدـخـتـسـال الـا (NP_002537.3) يـرـشـب الـا، مـاـطـعـل لـيـكـشـت ةـداعـل، مـطـعـل اـضـقـان نـيـوكـت، اـيـالـخـلـل جـمـرـبـم الـا تـومـلـاـو.

ديزمل الفرع

راي عم ال	ةمي ال
جت نم ال مس	TNFRSF11B دض ةللسننل ددعت ماضم مسج
ةل يدب ءامس/أطاح ال م	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
عون ال	يرشب
م (يرشب) نـجـيـال فرعم	4982
نـجـيـال فرعم	4982
يـعـانـم الـا دضتسم الـا	TNFRSF11B مـ 280-22 ةـيـنـيـم الـا ضامـألـا عـم قـفاوتـي لـسـلـسـتـيـل عـيـوتـحـي فـلتـؤم يـجـامـدـنـا نـيـتـورـب (NP_002537.3) يـرـشـب الـا
ردصم ال	بـرأ
ةفـة	ةللسننل ددعت ماضم ال ماسج الـا
قـيـطـطـالـا	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
لـدـاـبـتـم الـا لـعـاـفـتـالـا	ذرـج، رآف، ناسنـل
SWISS	000300
نـيـتـورـب الـا نـزـو	نـوـتـلـاـد وـلـيـك 46
نـحـشـالـا	جـلـث سـيـك