

Wb، If-P، Elisa - Jj تخاخنسنتسملا ددعتم بنرا Tnfrsf25 داضم Q93038

رصنعلا مقر: CM0014468



ةمدقم

بنرألا نم تاخسنسنتسملا ددعتم داضم
يرشبلا TNFRSF25 فدهتسي (DR3، LARD).
يبرغل ليسيترتلل بسانم (Western blot)،
ةيولخلل ةعانملاو (immunofluorescence)،
رأفلا عم لدابتتم لكشب لعافتي ELISA و
تومتاساردل 45kDa نيوتورب فشكي. ذرجلال
يوافملا نزاوتلاو جمرلملا ايلال

ديزملا فرع

لماعلا	ةمقلا
جتنملا مسا	pAb بنرا داضم TNFRSF25
راعتسم مسا/اتاطحال	DR3، TR3، DDR3، LARD، APO-3، TRAMP، WSL-1، GEF720، WSL-LR، PLEKHG5، TNFRSF12، TNFRSF25
عونلا	ناسنإ
(ناسنإ) نيحل فرعم	8718
دضتسملا	NP_683866.1) يرشبلا TNFRSF25 نم 25-190 ةنيماألا صامألا عم قفاوتي لسلسلتي لعيوتحي بيكرتلا داغم يجامدنا نيوتورب
ردصملا	بنرا
ةئفلا	تاخسنسنتسملا ددعتم داضم
قيبطتلا	WB، IF-P، ELISA
عطاقتلا لعافتلا	ذرح، رأف، ناسنإ
SWISS	Q93038
نيوتوربلا نزو	45kDa
نحشلا	جلتسيك