

Wb تاقىب طلل Tnrc6A دض ةل س ن ل ددع تم داض م ل م س ج ل Elisa - Q8Ndv7 و If/Icc و

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0026390



ة م د ق م

TNRC6A، دض ي ب ن ر أ ة ل س ن ل ددع تم داض م س ج ل ع ا ف ت ي ، ELISA و IF/ICC و WB ل ب س ا ن م ي ل ا ث م . ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن ل ا ع م ا ن ي ا ب ت م ة ط س ا و ب ط س و ث م ل ا ت ا ن ي ج ل ا ت ا ك س ا ة س ا ر د ل ت ا ن و ك م و (miRNA) ر ي غ ص ل ا ي ب ي ر ل ا ض م ح ل ا P-bodies. ة ج ل ا ع م ل ا م ا س ج ا

ذ ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ة م ي ل ا
ج ن م ل ا م س ا	TNRC6A Rabbit pAb
ة ر ا ع ت س م ل ا ء ا م س أ ل ا / ت ا ط ا ح ا ل م ل ا	GW1; FAME6; GW182; TNRC6; CAGH26; TNRC6A
ع و ن ل ا	ن ا س ن ا
م (ن ا س ن ل ل) ن ي ج ل ا ف ر ع م	27327
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	ي ع ا ن ط ص ا د ي ت ب ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ددع تم داض م ل ا م ا س ج ا ل ا
ق ي ب ط ل ا	WB, IF/ICC, ELISA
ل د ا ب ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر أ ف ، ن ا س ن ا
SWISS	Q8NDV7
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 210
ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك