

J- Wb, Ihc-P, Elisa - Tob2 ددعت م داضم Q14106

CM0028275: رصنع الجا مقر

ةمدقم

فدهت سي بنرأل نم خاسن تسال ددعت م داضم
 عم WB، IHC-P، ELISA، لهنم ققحتل مت، TOB2،
 دجلاو، رأفلاو، ناسنإلا عم بلاصت ملعافت
 طبثي رثاكتلل داضم ني تورب وه TOB2
 رفوت م، S، ةلحرم إى G0/G1 ةلحرم نم لاقتنالا
 ةلخلال ةرود ثاحبأل يلاثم. مزال بوتيسلا في
 ماروألاو.

دي زمل ا فرعا

معلومات	الاسم
نوع المستضاد	TOB2 Rabbit pAb
أصل المستضاد / نوع الخلية	TOB4, TOBL, APRO5, TROB2, TOB2
مصدر الخلايا	إنسان
النسبة المئوية للبروتين في المستضاد	10766
النسبة المئوية للحمض النووي في المستضاد	10766
المستضاد المحدد	(NP_057356.1) يربط بـ TOB2 من 1-70 نيونيمالاً مضامح الاعمى قفاوتي لسلسلتي عيوتحي بيكرتال داغميجامدناني تورب
ردصم	بنر
الحالة	خاتمتسالا ددعت مادصاً
قيبطات	WB, IHC-P, ELISA
بالاصتمال لعافت	ذرج، راف، انسان
SWISS	Q14106
نيورتوبال نزو	37kDa
الشحن	جلت سيكي