


م (ت) Tollip جـ داضم بنرأل نم ةلېسنل ايداحأ داضم مسج Elisa - Q9H0E2 و Ihc-P و Wb جـ (Kd نم ققحتل مقرر: CM0007699 رصنعل



ةمدقم

نم ةدوجل ليعل اع ةلېسنل ايداحأ داضم مسج
جـ، Kd نم ققحتل م، TOLLIP دض بنرأل
Western blot و IHC-P و ELISA. لكشب لعافت
ديفم. ذرل او رأف او يرشب ل عم لدابت
تال بقتسم تاراش او يرطفل ةعانمل ةساردل
ي. اذل ماهتلال تاراسم و Toll-like

ديزمل فرعا

ةمدعل م	ةمق ل
جتنم الم سا	[Kd نم ققحتل م] TOLLIP Rabbit mAb
راعنسم مس/اتاطحال م	TOLLIP؛ IL-1RAcIP؛ toll عم لعافت ني تورب
عونل	يرشب
Gene ID	54472
يعانم لدصتسم ل	(NP_061882.2) يرشب ل TOLLIP نم 1-274 ةني مأل اضمأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةئف ل	ةلېسنل ايداحأ ةداضم مسج
قبطت ل	WB, IHC-P, ELISA
لدابت ل لعافت ل	ذر، رأف، يرشب
SWISS	Q9H0E2
ني تورب ل نزو	22kDa/30kDa
نحش ل	جلت سيك