


ميسرتل (عم قفارت م) Tom20 دض ةل س ن ل د ح و داض م Q15388 - (If) يعانم ل او (Wb) يبرغ ل

رصنع ل م ق ر : CM0010422



ةمدقم

قفارت م TOM20 دض ب ن ر أ ةل س ن ل د ح و داض م
TOM20 ن ع رشابم ل فشك ل ل عم اق بس م
ن م ققحت ل م ت WB، IF/ICC، او IF-P. ف يرش ب ل
ذرج ل و راف ل و ناس ن ل تان ع ف هت ح ص
يردن و ك و ت ي م ل داري ت س ل ا ثا ب أ ل ي ل ا ث م
ا. ي ر دن و ك و ت ي م ل ل ي ت ا ذ ل م ا ه ت ل ل ا و

ديزم ل فرع ا

راي عم ل	هم ي ق ل
ج ن م ل م س ا	Conjugated TOM20 Rabbit mAb
ةراعت س م ءا س ا / تاطا ح ا ل م	MAS20; MOM19; TOM20
ع ا و ن أ ل ا	ناس ن
م ي ج ل ا فر ع م (Gene ID)	9804
د ص ت س م ل ا	(NP_055580.1) يرش ب ل TOM20 م 20-145 ة ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ب ي ك ر ت ل ا د ا ع م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ئ ف ل ا	ة ل س ن ل ا ة د ي ح و د ا د ض أ
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IF/ICC, IF-P
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ، ر ا ف ، ن ا س ن
SWISS	Q15388
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	16kDa
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك