

ج- داضم ةل س ن ل ا ي د ا ح ا داض م س ج J- Wb, Ip, If/Icc, If- P, Ihc-P, Elisa - Q15388

ر ص ن ع ل م ق ر : CM0005256



ة م د ق م

TOM20 دض ر أ ف ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داض م س ج
ل- WB, IP, IF/ICC, IF-P,
IHC-P, و ELISA. ف ن ي ت و ر ب ل ا ف ش ت ك ي
ت ا س ا ر د ل ي ل ا ث م. ذ ر ج ل ا و ر أ ف ل ا و ن ا س ن إ ل
ا ي ر د ن و ك و ت ي م ل ا د ا ر ي ت س ا

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ر ا ي ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ج ت م ن ل م س ا	ر أ ف ل ا ن م ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا داض م س ج TOM20
ر خ ا ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ا ل م	MAS20: MOM19: TOM20
ف د ه ت س م ل ا ي ج ل ا ن ا ك ل ا	ن ا س ن إ ل ا
م (ي ر ش ب ل ا) ن ي ج ل ا ف ر ع م	9804
ن ي ج ل ا ف ر ع م	9804
ي ع ا ن م ل ا د ض ت س م ل ا	ي ر ش ب ل ا TOM20 ن م د د ع ت م ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ر أ ف ل ا
ة ف ل ا	ة ل س ن ل ا ي د ا ح ا ة داض م م ا س ج ا
ق ي ط ط ل ا	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ع ط ا ق ا ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ذ ر ج ل ا , ر أ ف ل ا , ن ا س ن إ ل ا
SWISS	Q15388
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	ن و ت ل ا د و ل ي ك 16
ن ح ش ل ا	ج ل ت س ي ك