


Tom20 J- Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - ددعت ماضم د لئاسنل ددعت ماضم Q15388

مصنع ال مقرر: CM0030288



مقدم

ددعت ماضم وه pAb بنرأل TOM20 داضم يرأفل او يرشبل TOM20 ىلع فرعتي لئاسنل وىذجل او وىردنو كوتيمال داري تسال اساردل يلاثم وهو ، ايردنو كوتيملل ياذل ماهتلال او ، تايماني دل او .

ديزم الفرع

لماعلم	همىال
جتنم المس	TOM20 Rabbit pAb
راعستم مس/اتطاحالم	MAS20; MOM19; TOM20
عونال	ناسنل
نيجال فرع	9804
نيجال فرع	9804
دضتسمال	توم 20 (NP_055580.1) يرشبل توم 20 م 1-145 نيمال اصامحال عم قفاوتي لسلسل ىلع يوتحي بيكرتال داعم يجامدنا نيتورب
ردصمال	بنرأ
هئفلا	لئاسنل ددعت ماضم
قبططال	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
عطاقتال لعافتال	ذج ، راف ، ناسنل
SWISS	Q15388
نيتوربال نزو	16 kDa
نحشال	جلت سيك