

Top1Mt J- Wb، Ihc-P، Elisa - Q969P6

رخصن عل مقرر: CM0024548

ةمدقم

ةدوجل اليلاع ةللسنل ددعت مبنرأ داضم مسج
يوونل ضمحل زاري موزي وبوت دض
ققحتُم، (TOP1MT) يرشب اليردنوكوتيمال
لغافت ي. ELISA و IHC-P و WB تاقيبطتل هنم
ثاأبأل بسانم. ذجل او يرشب ال TOP1MT عم
ايردنوكوتيمال ايجولويب

ديزمال فرع

راي عمال	ةميال
جت نمل م سا	TOP1MT داضم مسج (pAb) ةللسنل ددعت مبنرأ
رخأ ءامس/اتاطحال م	TOP1MT
عونل	يرشب
م (يرشب) نجلال فرعم	116447
نجلال فرعم	116447
يغانم دضتسمال	TOP1MT (NP_443195.1) يرشب ال 470-550 نم ةني مأل اصامألل قباطم لسلست يلغ يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصمال	بنرأ
ةفلا	ةللسنل ددعت م داضم ماسأ
قيبطتل	WB، IHC-P، ELISA
يلدابتل لغافتال	ذج، يرشب
SWISS	Q969P6
ني تورب لل ةيئيزجلال نرولال	نوتلاد وليك 70
نحلل	جلت سيك