

ج - Wb، If-P، Elisa ل Tpd52L3 دض ةلېسننل ددعت م داض م س ج Q96J77

ررضنعلال مقرر: CM0015753

ةمدقم

بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داض م س ج
يرشبب ال TPD52L3 ني تورب فدهتسي
(D55/hD55/TPD55)، Western blot،
آلدابت لعافت ي ELISA، و، يغانم ل زييمتل او
ةصخل روطت تاساردل يلاثم. ذجل او رأفل عم

ديزملل فرع

راي عم ل	ةم ي ل
ج تنم ل م سا	TPD52L3 بنرأل نم ةلېسننل ددعت م داض م س ج (pAb)
رخ اءاس/اتاطحال م	D55; hD55; TPD55; NYDSP25; TPD52L3
عون ل	يرشب
م ني ج ل فرع م	89882
م ني ج ل فرع م	89882
يغانم ل دضتسم ل	TPD52L3 يرببب ال (NP_001001875.1) ني تورب نم 1-132 ةني مأل ضامحلل قباطم لسلست يل ع يوتحي فلتؤم يجامدن ني تورب
ردصم ل	بنرأ
ةفءة	ةلېسننل ددعت م داض م س ج
قبطت ل	WB، IF-P، ELISA
يلدابت ل لعافت ل	ذج، راف، يربب
SWISS	Q96J77
ني تورب لل يئيزجل نزل	نوتلاد وليك 16
حش ل	جلت سيك