

Wb، If-P، Elisa - Jj- ةلېسنل ددعت م برأ Tpd52L3 داضم Q96J77

رصنع ال مقرر: CM0017615

ةمدقم

دض برأل نم ةلېسنل ددعت م داضم مسج م ت (D55 م رول ني تورب) يرش بل TPD52L3 لعافتې. ELISA و IF-P و WB- ل ه نم ققحتل ثاح بأل بسانم. ذرل او رأف ال عم آبلاصت م ةي صخل اب صا لل ني تورب ال.

ديزمل فرعا

راي عم ال	همي قل
جتنم ال مس	TPD52L3 Rabbit pAb
مس/اطح ال م راعستم	D55, hD55, TPD55, NYDSP25, TPD52L3
عون ال	ناسن
(ناسن) نجي الفرع م	89882
ن جي الفرع م	89882
دضتسم ال	يرش بل TPD52L3 نم 1-132 ةني مأل صامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب ابكرت ال داعم ني تورب (NP_001001875.1).
ردصم ال	برأ
ةئفا	ةلېسنل ددعت م داضم ماسجا
قيبطت ال	WB, IF-P, ELISA
بالصت م لعافت ال	ذرل، رأف
SWISS	Q96J77
ني تورب ال نزو	16kDa
نشل ال	جلت سيك