


## J- Wb, Ihc-P, نـم ةلـسـنـلـا يـدـاـحـاً نـيـرـيـفـسـنـاـرـت دـاـضـم Elisa - P02787

رـصـنـعـالـمـقـر: CM0002746



### ةمدقم

نـم ةدوـجـالـيـلـاع ةلـسـنـلـا يـدـاـحـاً دـاـضـألـا اذـه دقو، رـشـبـالـ نـيـرـيـفـسـنـاـرـت فـدـهـتـسـي بـنـرـألـا و IHC-P و Western blot لـهـتـحـص نـم قـقـحـلـا مـت لـيـثـمـتـلـا ضـاـحـبـألـة سـاـسـأ ةـاـدـأ هـنـإ. ELISA. ةـيـدـعـمـلـا ضـاـرـمـألـا و ناـطـرـسـلـا و دـيـدـجـلـل يـئـاذـغـلـا.

ديـزـمـلـا فـرـعـا

| لـمـاعـمـلـا                  | هـمـيـقـالـا                                                                                                                           |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جـنـمـلـا مـسـا               | Transferrin Rabbit mAb                                                                                                                 |
| رـاعـتـسـم مـسـا/اـطـاـحـالـم | TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; Transferrin                                                                                       |
| عـاـوـنـألـا                  | نـاـسـنـا                                                                                                                              |
| GeneID (نـاـسـنـا)            | 7018                                                                                                                                   |
| GeneID                        | 7018                                                                                                                                   |
| دـضـتـسـمـلـا                 | (P02787) رـشـبـالـ نـيـرـيـفـسـنـاـرـت نـم 50-150 ةـيـنـيـمـألـا ضـاـحـبـألـا لـخـاـد لـسـلـسـت عـم قـفـاـوتـي يـغـاـنـطـصـا دـيـتـبـب |
| رـدـصـمـلـا                   | بـنـرـأ                                                                                                                                |
| ةـئـفـالـا                    | ةـلـسـنـلـا يـدـاـحـاً دـاـضـا                                                                                                         |
| قـيـطـطـلـا                   | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| عـطـاقـمـلـا لـعـاـفـتـلـا    | نـاـسـنـا                                                                                                                              |
| SWISS                         | P02787                                                                                                                                 |
| نـيـتـوـرـبـالـ نـزـو         | 77kDa                                                                                                                                  |
| جـنـشـلـا                     | جـلـت سـيـك                                                                                                                            |