

J-Trap1 داضم ال ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل ي د ا ح أ ل د ا ض م ال م س ج ل Elisa - Q12931 و IHC-P و IF-P و IF/ICC و IP و WB ت ا ي ن ق ت ل CM0012712 : ر ص ن ع ال م ق ر



ة م د ق م

داض م ق د ص م ي ب ن ر أ ل ة ل ي س ن ل ي د ا ح أ ل د ا ض م م س ج
ي ر ش ب ل ال HSP75 ن ي ت و ر ب ف ش ك ي ، J-TRAP1
IHC-P و IF و IP و WB ت ا ي ن ق ت ل ب س ا ن م . ي ر أ ف ل ا و
ا ي ر د ن و ك و ت ي م ال ة ف ي ط و ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ELISA و
ن ا ط ر س ل ل ي ئ ا ذ غ ل ل ي ث م ت ل ا و .

د ي ز م ال ف ر ع ا

ة م ل ع م ال	ة م ي ق ل ا
ج ت ن م ال م س ا	J-TRAP1 ة ل ي س ن ل ي د ا ح أ ل د ا ض م ال م ا س ج ا ل
ة ل ي د ب ء ا م س أ / ت ا ط ا ح ا ل م	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م (ي ر ش ب ل ا) ن ي ج ال ف ر ع م	10131
ن ي ج ال ف ر ع م	10131
ي ع ا ن م ال د ص ت س م ال	(NP_057376.2) ي ر ش ب ل ال TRAP1 ن ي ت و ر ب ل 704 ل ى 445 م ن ي ن ي م أ ل ا ض ا ح أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ال	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ي د ا ح أ ل د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
ل د ا ب ت الم ل ع ا ف ت ل ا	ي ر أ ف ، ي ر ش ب
SWISS	Q12931
ن ي ت و ر ب ل ا ن ز و	ن و ت ل ا د و ل ي ك 80
ن ح ش ل ا	ي ج ل ت س ي ك