

Trim39 مض بنرألل (Polyclonal) ةل يسننل ددعت م داضم مسج Wb و Elisa - Q9Hcm9 تاقى بطتل

مصنوع ال مقرر: CM0027402



مقدم

دض بنرألل ةل يسننل ددعت م داضم مسج
WB تاقى بطتل هتحص نم ققحتل مت، TRIM39،
يرشب ال TRIM39 ني تورب نع فشكي، ELISA و
زاغىل ني تيوكى بوي E3 ميزنإ وهو
(E3 ubiquitin ligase) جمربم ال اىلخلل توم ي ف كراشي
NF-KB. تاراشإو، ةل لخلل ةرود ميطننتو
ةل لخلل ايجولويبو و ناطرسلل ثاىبأل.

ديزملل فرعا

هم لعم ال	هم يقي ال
جتنم ال مسأ	TRIM39 Rabbit pAb
ةل يدب ءامسأ/تاطحال م	TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39
عاون ال	يرشب
مىجىج ال فرعم	56658
نىجىج ال فرعم	56658
مصتسم ال (Immunogen)	يرشب ال TRIM39 ني تورب نم 350-450 ةل نىمألل صامألل نمض لسلسلست عم قفاوتى يغانطصا ديبتب (NP_067076.2)
ردصم ال	بنرأ
ةل ف	ةل يسننل ددعت م داضم ماسجأ (Polyclonal)
قى بطتل ال	WB, ELISA
عطاقت ال لعافت ال	يرشب
SWISS	Q9HCM9
نى تورب ال نزو	نوتلاد وليك 60
نحش ال	جلت سيك