


يِداحُ H3-K9 (Q16695/P68431) نوتسه-ليثيم يثالث داضم قلختال ةساردل بنرألا نم ةليسننلا رصنعلا مقر: CM0000400



ةمدقم

ليثيم يثالث داضم ةحص نم ققحتال مت بنرألا نم ةليسننلا يِداحُ H3-K9 نوتسه DB، و CUT&Tag، و ChIP-seq، و WB، ف همدختسال يثلم H3 نوتسه نع فشكي. ELISA، و IF/ICC، ناسنإل ربع 9 نيسياللا ف ليثيم ب تاساردل بسانم. ىرخأ عاونأو، ذرج، رأف، و قلختال و نيتموركلا.

ديزملال فرع

لماعمل	ةمقلا
جتنملا مس	TriMethyl-Histone H3-K9 Rabbit mAb
راعنسم س/اتاطحال م	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histone H3-K9
عاونالا	ناسنإ
نيجال فرع م	8290/8350
نيجال فرع م	8290/8350
دصتسملا	(NP_003520.1) يرشبلا H3 نوتسه نم K9 لوح ةليثيم يثالث يغانطصا ديتبب: يغانطصا ديتبب
ردصملا	بنرأ
ةئفلا	ةليثم ةداضم ماسحأ
قبطتلا	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
عطاقتال لعافتلا	(عقوتم عساو قاطن) ىرخأ، ذرج، رأف، ناسنإ
SWISS	Q16695/P68431
نيتوربلا نزو	نوتلاد وليك 15
نحشلا	جلت سيك