

ق ف د ت ل س ا ي ق ل Trop-2 ل د ا ض م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م س ج P09758 - ي و ل خ ل ا

ر ص ن ع ل ا م ق ر : CM0011032



ة م د ق م

TROP-2 ل د ا ض م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج ف ش ت ك ي . ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق ل ي ر ش ب ل ا 2 م ر و ل ا ب ط ب ت ر م ل ا م و ي س ل ا ك ل ا ة ر ا ش إ ل ق ا ن . ة ي ر ش ب ل ا ت ا ن ي ع ل ا ي ف (TACSTD2/GA733-1) ة م ي ش م ل ا ن ا ط ر س ث ا ح ب أ ل ي ل ا ث م . ب ن ر ت ق م س ا ي ر ك ن ب ل ا و .

د ي ز م ل ا ف ر ع ا

ة م ل ع م ل ا	ت ا ف ص ا و م ل ا
ج ت ن م ل ا م س ا	ي ر ش ب ل ا Trop-2 ل د ا ض م ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ ب ن ر أ د ا ض م م س ج
ر خ أ ء ا م س ا / ت ا ط ا ح ل ا م	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TROP2; 2 م ر و ل ا ب ط ب ت ر م ل ا م و ي س ل ا ك ل ا ة ر ا ش إ ل ق ا ن
ع و ن ل ا	ي ر ش ب
م ج ل ا ف ر ع م (ي ر ش ب ل ا)	4070
م ج ل ا ف ر ع م	4070
ي ع ا ن م ل ا د ص ت س م ل ا	(NP_002344.2) ي ر ش ب ل ا Trop-2 م 274 ي ل إ 27 م ن ة ي ن ي م أ ل ا ض ا م أ ل ا ع م ق ف ا و ت ي ل س ل س ت ي ل ع ي و ت ح ي ف ل ت ؤ م ي ج ا م د ن ا ن ي ت و ر ب
ر د ص م ل ا	ب ن ر أ
ة ف ل ا	ة ل ي س ن ل ا ي د ا ح أ د ا ض م م ا س ج ا
ق ي ب ط ت ل ا	ي و ل خ ل ا ق ف د ت ل س ا ي ق
ع ط ا ق ت م ل ا ل ع ا ف ت ل ا	ي ر ش ب
SWISS	P09758
ن ي ت و ر ب ل ل ي ئ ي ز ج ل ا ن ز و ل ا	35 ن و ت ل ا د و ل ي ك
ن ح ش ل ا	د ي ر ب ت س ي ك