

Trop-2 J- Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P09758

رصدنعل مقرر: CM0029748



مقدم

فدهتسي بنرأل نم لئاسنل ددعتم داضم
ل ه نم ققحتل مت ، (TACSTD2) يرشب ال Trop-2
WB, IF/ICC, IHC-P, و ELISA. لكشب لعافت
تاراشإ ثاحبأل ديفم . ذجل او رأفل عم لدابت
تال بقتسمو ماروأل اب ةطبترم ال مويسل الك
ومنل لامع .

ديزم ل فرعا

لماعم ال	همي ال
جت نم ال مس	TROP-2 Rabbit pAb
راع سسم مس/اطاح ال م	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1; TROP-2
عون ال	ناسن
ني ج ال فرع م (GeneID)	4070
دصتسم ال	(NP_002344.2) يرشب ال Trop-2 نم 27-270 ةني مأل اصامأل عم قفاوتي لسلسل يلع يوتحي بيكرت ال داعم يجامدن ني تورب
ردصم ال	بنرأ
ةئف ال	لئاسنل ددعتم داضأ
قبطت ال	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
عطاقم ال لعافت ال	ذج ، رأف ، ناسن
SWISS	P09758
ني تورب ال نزو	36 kDa
نحش ال	جلت سيك